

INSTRUCȚIUNE DE UTILIZARE



BioNette

Aparat pentru tratamentul rinitei alergice

(Dispozitiv medical fototerapeutic)

Dispozitivul medical BioNette™ oferă o alternativă revoluționară și non-farmacologică pentru tratamentul rinitei alergice. BioNette™ asigură ameliorarea și prevenirea eficientă a simptomelor caracteristice rinitei alergice: mâncărimi în gât, ochi și nas, strănut, scurgeri din nas neconținute, lacrimație, dureri de cap. Tratamentul este non-chimic, non-medicamentos și nu are reacții adverse cunoscute. Tratamentul se bazează pe principiul fototerapiei (tratament cu energia luminii).

BioNette™ este marcă înregistrată.
Tehnologia și indicațiile fototerapiei sunt patentate.
Dispozitivul BioNette este patentat la nivel mondial.

BioNette respectă standardul EMC EN 60601-1-2: 2015

METODA DE UTILIZARE

Fiecare sesiune durează aproximativ 4,5 minute. Frecvența recomandată de utilizare este de 2-3 ori pe zi. Pentru eficacitate maximă se recomandă utilizarea BioNette™ imediat ce apar primele simptome ale rinitei. Odată ce simptomele ameliorare, frecvența utilizării poate fi micșorată. BioNette™ este un dispozitiv mic care încapă în orice buzunar, chiar și cel mai mic.

MANUALUL UTILIZATORULUI

Înainte de prima utilizare scoateți banda subțire de protecție din baterii.

Cum se utilizează:

- Apăsăți și mențineți ambele butoane de cauciuc de pe laturile dispozitivului. Cele două tuburi vor începe să emită lumină roșie.
- Asigurați-vă că indicatorul roșu este aprins și nu clipește.
- Introduceți tuburile în nas în timp ce apăsați ambele butoane de cauciuc.
- Eliberați cele două butoane de cauciuc.
- Procedura se încheie atunci când lumina roșie se oprește automat, după aproximativ 4,5 minute. (Odată activat, aparatul nu poate fi dezactivat pe întreaga procedură).
- Extrageți dispozitivul din nas, ținându-l nu de părțile laterale, ci de jos și de sus (pentru a nu-l activa din nou)
- Urmați instrucțiunile de curățare din această broșură.
- Frecvența recomandată de utilizare este de 2-3 ori pe zi. Eficiența poate crește odată cu utilizarea repetată.

ATENȚIE !

- Nu priviți direct la sursele de lumină.
- Tratamentul la copii sub supravegherea părinților.
- A nu se lăsa la îndemana copiilor

ÎNLOCUIRE BATERII

BioNette include 2 baterii de litiu CR2032 (3V) de înaltă calitate. Scoateți capacul și introduceți bateriile (2) în poziția corectă. Scoateți bateriile dacă dispozitivul nu este utilizat mult timp.

EFFECTE INTERACTIVE

Nu există efecte interactive cunoscute atunci când dispozitivul este utilizat împreună cu produse farmaceutice. BioNette™ poate fi utilizat cu medicamente precum antihistaminice administrate pe cale orală, corticosteroidi sau anticongestive locale (picături, spray-uri).

EFFECTE ADVERSE

Nu există efecte secundare cunoscute cauzate de dispozitiv. Persoanele cu rinită alergică severă pot utiliza BioNette™ mai mult de trei ori pe zi, fără risk de reacții adverse.

DETALII TEHNICE

BioNette™ folosește tehnologia de iluminare infraroșie cu lungimea undei de 630 nm.

Putere de iluminare: minim 10,0 mW (+/- 20%) pentru fiecare nară

Doza de energie: 2,7 J

Cronometru: încorporat, automat, se oprește după (aproximativ) 4,5 minute

Prezizia cronometrului: abatere +/- 15%

Alimentare: 2X CR2032 (3v)

Curent: (Max) 30mA

Durată de viață a bateriilor: Până la 80 de proceduri

Indicație baterii descărcate: LED-ul luminează intermitent

Greutatea dispozitivului: 18 gr inclusiv bateriile

Dimensiunile dispozitivului: 52x38x15mm

Condiții de lucru: temp. 5 ~ 40 °C, umiditatea aerului <85%, presiunea aerului 86 ~ 106 kPa

Condiții de depozitare: temp. -10 ~ 45 °C, umiditatea aerului <90%, presiunea aerului 86 ~ 106 kPa

Clasificare lampi: Exempt Group according to EN# 62471:2008

Grad de protecție: IP22

CURĂȚARE

BioNette™ nu trebuie niciodată scufundat în apă. Se recomandă curățarea surselor de lumină cu un șervețel umezit cu 70% alcool. Trebuie respectate condițiile maxim posibile de igienă.

REZOLVARE PROBLEME

Problema	Cauze posibile	Rezolvare/Acțiune
Lumina roșie nu se aprinde	Bateriile sunt vechi sau descărcate	Înlocuiți bateriile.
	bateriile au fost plasate incorect	instalați corect bateriile
	BioNette este defectat	dacă etapele de mai sus nu rezolvă problema dvs., vă rugăm să contactați furnizorul local
<u>Indicatorul roșu clipește</u>	Bateriile sunt descărcate	Înlocuiți bateriile.

GARANȚIA LIMITATĂ A PRODUCĂTORULUI

Producătorul garantează că dispozitivul este în stare de funcționare și nu are defecte. Garanția este valabilă timp de doi ani de la data cumpărării. Garanția este valabilă numai dacă dispozitivul a fost folosit conform instrucțiunilor producătorului.

Garanția nu se aplică în următoarele situații:

- Utilizare incorectă.
- Reparații efectuate de altcineva decât reprezentantul oficial al producătorului.
- Deteriorări accidentale.
- Daune cauzate de utilizarea bateriilor necorespunzătoare

DEȚINĂTOR LICENȚĂ: BioLight Medical Devices (IL) Ltd

No. 9 Baret St., Petah Tikva. POB 2263, Kiryat Ono 55122, Israel



Producător: Changzhou BioLight Medical Devices Co., Ltd
Block C, Building 7, Israel Centre. No. 123 Hexiagn Road, Wujin District Changzhou, 213149, Jiangsu, China

Reprezentanța pentru UE: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany Tel: + 49-40-2513175 / 2513178 Fax: + 49-40-255726

Importator exclusiv în R.Moldova: SC "Baster-Media" SRL (m. Chișinău, str. Florilor 26/1, tel. 022449948)

Distribuție: Magazin specializat „MedHelper” (m. Chișinău, str. Korolenko,9. Tel.+373 79310030, +373 79310040)

Detalii pe www.medhelper.md



Data ultimei revizuirii: 01.08.2020